





ANEXO 1

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA - AÑO 2017.

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	No DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
3.1.1 EDIFICIOS	MUROS PUERTAS Y ENCHAPES	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Detección de fisuras, deterioro de la pintura, hacer resanes y aplicar pinturas, cambiar enchapes y puertas deterioradas.
	VIGAS Y COLUMNAS	Hospital	sin	Anual	Febrero	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspeccion,detección de fallas y reparación de daños.
	CUBIERTAS Y CIELO RASO	Hospital	sin	Semestral	Abril; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
	CANALES Y DESAGUES	Hospital	sin	Semestral	Junio; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
3.1.2 INSTALACIONES FISICAS	MALLA DE ENCERRAMIENTO	Periferia del hospital	sin	Cuatrimestral	Mayo; Agosto; Diciembre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Aplicar mata maleza limpiar malla.
				Anual	Agosto	CONTRATO EXTERNO	Pintar malla.
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque de Agua	Sin	Semestral	Junio Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Lavado y aplicación de hipoclorito para su enjuague.
				Quincenal	2ª y 4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Tomar muestras de agua del tanque de almacenamiento de agua potable para enviar a laboratorio.
3.1.3 SISTEMAS DE REDES	REDES HIDRAULICAS (tuberías y accesorios)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	1ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, revisión de accesorios, reparación de fisuras y detección de goteras.
	REDES ELECTRICAS (baja tensión: lámparas fluorescentes,alumbrado publico plafones,interruptores,tomas de corriente entre otras)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, seguridad electrica, cambio de tornilleria, revisión general y limpieza.
	REDES SANITARIAS RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO (lavamanos,sanitarios,duchas,la vaplatos,piletas,albercas)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	3ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, mantenimiento, cambio de herrajes, reparación de obstrucciones en cañerías y eliminación de malos olores.
3.1.4 AREAS ADYACENTES	ZONAS VERDES HOSPITAL	Hospital	Sin	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Poda de pasto, limpieza de escombros y poda de arboles. Actividades de jardinería
3.2.1.1 PLANTA ELECTRICAS	PLANTA ELECTRICA	Área Mantenimiento	15200	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general, engrase, cambio de aceites, pruebas con carga, análisis de la transferencia, revisión de rutina.
3.2.1.2EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA NEVERAS	LAVADORA INDUSTRIAL	Zona de Lavandería	15203	Semestral	JUNIO DICIEMBRE	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión preventiva, por cuanto se encuentra en garantía
	LAVADORAS, EXTRACTOR DE OLORES, MESAS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE AGUA	Zona de Lavandería Cocina Farmacia	Varios	Trimestral	Abril; Julio; Octubre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Verificación del funcionamiento: descarte de fugas, limpieza de quemadores, revision de las lavadoras, lubricacion y ajuste

3.2.1.3BOMBAS DE AGUA Y CALDERAS	EQUIPO DE BOMBEO	Área Mantenimiento	15203	Mensual	4ª Semana	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Limpieza y calibración.
3.2.1.4EQUIPOS DE REFRIGERACION	AIRES ACONDICIONADOS	Varios	varios	Bimestral	Enero; Marzo; Mayo; Julio; Septiembre; Noviembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Revisión eléctrica y limpieza general a filtros y unidades interiores y exteriores.
	VENTILADORES	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
	FILTROS DE AGUA	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
3.2.1.5 SERVICIOS DE APOYO	GUADAÑADORA, MAQUINA DE COSER, HERRAMIENTAS DE ASEO Y TALLER	Granja	varios	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	verificar funcionamiento equipo de bombeo, guadañadora, herramienta de mano, lubricación y ajuste
3.2.1.6PARQUE AUTOMOTOR	TOYOTA HILLUX AMBULANCIA TAB TOYOTA 4X4 VANS HYNDAY	vehiculos	OTC 072 OTC 083 OCJ 509 ODU 873	CADA 5000K O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 5000 KM (cambio de aceite, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire entre otros)
	AMBULANCIA TAB RENAULT 4X2	vehiculos	ODU 873	CADA 10000K O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 10000 KM ( balanceo, cambio de pastillas de frenos, revisión suspensión).
3.2.1.7EQUIPOS DE SEGURIDAD	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO	Todas la ÁREAS	Varios	Anual	cada que cumplen fecha vencimiento	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Recargas anuales a cada extintor, de acuerdo a la fecha de vencimiento, Excepto los Extintores de Solkaflan cuyas recargas son cada 5 años
3.4 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	Todas la ÁREAS	Varios	Trimestral	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificar el estado de los muebles: rodachines, tapones, cojinería, pintura, eliminacion de oxido, cajones, cambios de piezas.
3.5.1EQUIPOS DE COMPUTO	COMPUTADORES E IMPRESORAS	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	1ª Semana	FUNCIONARIO DE SISTEMAS	Desensamble y ensamble de equipos, limpieza de componentes, verificación de dispositivos de enfriamiento, instalación, actualización de aplicativos y antivirus.
3.5.3 CENTRAL DE COMUNICACIONES	PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS, AMPLIFICADOR DE VOZ	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general revisión de cableado y revisión de tonos.
	RADIO BASE	Atención al Usuario	152012	Semestral	Junio; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Verificación del funcionamiento y arreglos de fallas
3.5.3EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO PRODUCCION Y TRANSCRIPCION DE INFORMACION	IMPRESORA FS-2020 MULTIFUNCIONAL BH-210 MINOLTA, KONICA MINOLTA BH-363 KYOCERA KYOCERA FS2020D	Oficina de Recursos Humanos Ventanilla Única Facturación Atención al Usuario	03006 01517 15206 15202	Trimestral	Enero; Abril; Julio; Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Mantenimiento, lubricacion de las unidades, limpieza externa e interna, ajustes y chequeo en general

BALANZA GRAMERA	UAICA	SC1312030/ N.T	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 03/04/2017 - 03/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Revisión de encendido. Verificación de ajuste a cero, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Revisión de baterías. Limpieza interna.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE MUJERES	50190310	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE HOMBRES	50190304/153214	SEMESTRAL/ 15 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010090	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010001	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	50190463/153222	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	SALA DE PROCEDIMIENTOS	50190401/153234	TRIMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
DEFIBRILADOR	T.A.B 873	14D0814631/15321	TRIMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
DEFIBRILADOR	UNIDAD DE AGUDOS	00219CM1869/153223	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
DEFIBRILADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	90703CM1378/15321	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD DE AGUDOS	190A76902/153230	TRIMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electrónicas e impresora.Revisión de parámetros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
ELECTROCARDIOGRAFO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	19079289/153213	SEMESTRAL/ 5 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electrónicas e impresora.Revisión de parámetros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
EQUIPO DE EEG	SALA DE ELECTROENCEFALOG RAFIA	1509PX3704020	TRIMESTRAL/ 10 MIN	ANUAL - 03/01/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificación de Estado de equipo y conexiones de red a.c. *Verificación de función del amplificador. *Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas de accesorios de equipo *Verificación de funcionamiento del software *Verificación de funcionamiento del fotoestimulador. *Revisión de Electrodo y conductividad del cable
EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	SEMESTRAL/ 5 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15326	SEMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa

EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
EQUIPO DE ORGANOS	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/ 15324	ANUAL	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	CONTRATO EXTERNO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	ALMACEN - GUARDADO	43357R-1/15328	ANUAL	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	CONTRATO EXTERNO	verificacion de estado de conexión eléctrica. Revision de continuidad de cable y Accesorios de paciente. Limpieza de tarjetas electronicas. Revision de parametros. Prueba de funcionamiento.
FLUJOMETRO	T.A.B 873	N.T/15324	SEMESTRAL	02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de acoples . Revision de empaques y fugas.
FLUJOMETRO	T.A.B 083	N.T/15327	ANUAL/ 40 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de acoples . Revision de empaques y fugas.
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15324	SEMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	TRIMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL/ 5 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	SEMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE MUJERES	N.T/	SEMESTRAL/ 5MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	LARGA ESTANCIA	N.T/15321	SEMESTRAL/1 0 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras

FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/153212	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UAICA	N.T/153212	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15328	SEMESTRAL /5 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15329	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 083	N.T/15326	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 083	N.T/ 15325	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153218	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15325	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
GLUCOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	**	ANUAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	M06606505/N.A	ANUAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UAICA	M06612268/N.A	ANUAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	M06300055/152315	ANUAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	LARGA ESTANCIA	M06612868/N.T	SEMESTRAL	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	SEMESTRAL	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
LARINGOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153225	SEMESTRAL	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de ajuste de hojas, verificacion de iluminacion de bombillo,Revision de baterias, cambio si es necesario.
LARINGOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/153212	SEMESTRAL	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de ajuste de hojas, verificacion de iluminacion de bombillos, cambio si es necesario. Revision de baterias.
MONITOR DE SIGNOS	T.A.B 873	M009E008752/15323	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo, revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas. Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.

**EQUIPOS  
BIOMEDICOS**

MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	10033084/153216	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo.
MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	110249061/15322	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	14808530053/ 15323	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
MONITOR DE SIGNOS	T.A.B 083	M14808530085/15324	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
NEBULIZADOR	UNIDAD DE HOMBRES	D4002104/ 15329	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspección de cable de poder y conexion electrica
MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	M1590004020071/1532	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
NEBULIZADOR	UNIDAD DE AGUDOS	D4002273/153229	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspección de cable de poder y conexion electrica
NEGATOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153210	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificacion de Encendido y apagado, Revisión de cable de poder y switch de encendido, Revisión de iluminación. Limpieza interna y externa.
PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL / 25 MIN	SEMESTRAL - 03/06/2017 - 03/ 12/2017.	COMODATO	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1620001591/15321	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1620001590/15321	SEMESTRAL/ 20 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1600013807/15324	SEMESTRAL/ 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.

PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1600013842/15321	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	3500044561/15021	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE MUJERES	1620002070/ 15329	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE HOMBRES	162000101589/15321	SEMESTRAL / 5 MIN	01/04/2017 - 01/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UAICA	N.T/15329	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	16200010526/153228	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	LARGA ESTANCIA	1620001928/15329	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	1620001596/15325	SEMESTRAL / 25 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE MUJERES	3160336M139008600 43/ 153214	SEMESTRAL / 25 MIN	SEMESTRAL - 04/01/2017 - 04/ 07/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electrónicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	3160336M139008600 41/ 15322	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 04/01/2017 - 04/ 07/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electrónicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UAICA	M15550267006 CARGADOR M14801204077/15323 0	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electrónicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	14807110033/153232	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electrónicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	LARGA ESTANCIA	M14807110032	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electrónicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 873	285M15LV/15326	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 873	14A0361/15324	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 083	T600855/15321	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 083	024472/15326	SEMESTRAL / 30 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD DE AGUDOS	117478/15328	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.



SUCCIONADOR	T.A.B 873	003/15322	SEMESTRAL / 40 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
SUCCIONADOR	T.A.B 083	11500009448/15322	SEMESTRAL / 20 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
SUCCIONADOR	UNIDAD DE AGUDOS	69800001881/153214	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
SUCCIONADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	069700006646/15324	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	490755/153213	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	521687/15322	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	520230/15322	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	944314/15322	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	945223/15325	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	304741198/15322	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	044072354/15321	SEMESTRAL / 5 MIN	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	060419001617/15323	SEMESTRAL / 10 MIN	01/04/2017 - 01/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste
TENSIOMETRO	T.A.B 873	980067/15331	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario

TENSIOMETRO	T.A.B 873	988110/15328	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	T.A.B 083	N.T/15323	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	140221095942	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	LARGA ESTANCIA	O09605	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Revisión de estado de accesorios. Ajuste de manómetro. Prueba funcional
TENSIOMETRO	ALMACEN - GUARDADO	O14971	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL / NUEVO	INGENIERA BIOMÉDICA	Revisión de estado de accesorios. Ajuste de manómetro. Prueba funcional
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE MUJERES	1500038/152010	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/152022	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UAICA	N.T/152010	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	1500040/ 153230	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	/153227	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	1500037/15326	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	LARGA ESTANCIA	1500041/152013	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 03/06/2017 - 02/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	SEMESTRAL / 10 MIN	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificación de Baterías.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

**ANEXO 2**  
**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL**  
**KM-1 VIA A IGUASITOS LERIDA TOLIMA**  
**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUTURA**  
**2017**

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	No DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
<b>3.1.1 EDIFICIOS</b>	MUROS PUERTAS Y ENCHAPES	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Detección de fisuras, deterioro de la pintura, hacer resanes y aplicar pinturas, cambiar enchapes y puertas deterioradas.
	VIGAS Y COLUMNAS	Hospital	sin	anual	Febrero	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspeccion,detección de fallas y reparación de daños.
	CUBIERTAS Y CIELO RASO	Hospital	sin	Semestral	Abril; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	
	CANALES Y DESAGUES	Hospital	sin	Semestral	Junio; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
<b>3.1.2 INSTALACIONES FISICAS</b>	MALLA DE ENCERRAMIENTO	Periferia del hospital	sin	Cuatrimestral	Abril; Agosto; Diciembre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Aplicar mata maleza limpiar malla.
				Anual	Junio	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Pintar malla.
	LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque de Agua	Sin	Semestral	Junio Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Lavado y aplicación de hipoclorito para su enjuague.
				Quincenal	2ª y 4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Tomar muestras de agua del tanque de almacenamiento de agua potable para enviar a laboratorio.
<b>3.1.3 SISTEMAS DE REDES</b>	REDES HIDRAULICAS (tuberías y accesorios)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	1ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, revisión de accesorios, reparación de fisuras y detección de goteras.
	REDES ELECTRICAS (baja tensión: lámparas fluorescentes,alumbrado publico plafones,interruptores,tomas de corriente entre otras)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, seguridad electrica, cambio de tornilleria, revisión general y limpieza.
	REDES SANITARIAS RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO (lavamanos,sanitarios,duchas,lavaplatos,piletas,albercas)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	3ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, mantenimiento, cambio de herrajes, reparación de obstrucciones en cañerías y eliminación de malos olores.
<b>3.1.4 AREAS ADYACENTES</b>	ZONAS VERDES HOSPITAL JARDINES	Hospital	Sin	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Poda de pasto, limpieza de escombros y poda de arboles.
	JARDINES	HOSPITAL	SIN	MENSUAL	ENERO- DICIEMBRE	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	deyerba, fumigacion abono de jardines
<b>3.4 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA</b>	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	Todas la ÁREAS	Varios	Trimestral	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificar el estado de los muebles: rodachines, tapones, cojineria, pintura, eliminacion de oxido, cajones, cambios de piezas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.  
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS AÑO 2017**

N°	EQUIPO	MARCA / MODELO	N° SERIE / ACTIVO	SERVICIO	ESTADO DEL EQUIPO	PERIODICIDAD / FECHA	GARANTIA	HORAS HOMBRE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	BALANZA GRAMERA	PREMIER/ED3045	SC1312030/ N.T	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 03/04/2017 - 03/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Revisión de encendido. Verificación de ajuste a cero, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Revisión de baterías. Limpieza interna.
2	BOMBA DE INFUSION	MINDRAY/ SK600II	50190310	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
3	BOMBA DE INFUSION	MINDRAY/ SK600II	50190304/153214	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
4	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN / SYS 6010	601016010090	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	SI /NOV 2017	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
5	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN / SYS 6010	601016010001	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	SI /NOV 2017	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
6	BOMBA DE INFUSION	MINDRAY/ SK600II	50190463/153222	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
7	BOMBA DE INFUSION	MINDRAY/ SK600II	50190401/153234	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
8	DESFIBRILADOR	DEA HEARTSINE/ SAMARITAN PAD	14D0814631/15321	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
9	DESFIBRILADOR	INSTRAMED/CARDIOMAX	0219CM1869/15322	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
10	DESFIBRILADOR	INSTRAMED/CARDIOMAX	00703CM1378/1532	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
11	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER/ AT1	190A76902/153230	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones eléctricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electrónicas e impresora. Revisión de parámetros y alarmas. pruebas de funcionamiento.

12	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER/AT1	19079289/153213	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de conexiones electricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electronicas e impresora.Revision de parametros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
13	EQUIPO DE EEG	CADWELL/ POWERCOM	1509PX3704020	SALA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA	BUENO	ANUAL - 03/01/2017	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	*Verificación de Estado de equipo y conexiones de red a.c. *Verificación de función del amplificador. *Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas de accesorios de equipo *Verificación de funcionamiento del software *Verificación de funcionamiento del fotoestimulador. *Revisión de Electrodo y conductividad del cable
14	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN/ 13010	N.T/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
15	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN/ 19090	N.T/15326	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
16	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN/ 19090	N.T/15321	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
17	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN/ 19090	N.T/15321	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
18	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	N.T/15324	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/11/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
19	EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	MECTA/SR1	43357R-1/15328	ALMACEN - GUARDADO	REGULAR	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/10/2017.	NO	1 H 30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	verificación de estado de conexión electrica. Revision de continuidad de cable y Accesorios de paciente. Limpieza de tarjetas electronicas. Revision de parametros. Prueba de funcionamiento.
20	FLUJOMETRO	GENTEC/ FM197A-15L-CH	N.T/15324	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/09/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples . Revision de empaques y fugas.
21	FLUJOMETRO	N.T	N.T/15327	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/08/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples . Revision de empaques y fugas.
22	FONENDOSCOPIO	ALPK2/SERVICIO	N.T/15324	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/11/2017	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
23	FONENDOSCOPIO	ALPK2/1 SERVICIO	N.T/15323	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
24	FONENDOSCOPIO	ALPK2/1 SERVICIO	N.T/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
25	FONENDOSCOPIO	ALPK2/1 SERVICIO	N.T/15323	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/11/2017	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
26	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN/2 SERVICIO	N.T/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/10/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
27	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN/2 SERVICIO	N.T/15323	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/10/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
28	FONENDOSCOPIO	ALPK2	N.T/	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras

29	FONENDOSC OPIO	ALPK2/2 SERVICIO	N.T/15321	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
30	FONENDOSC OPIO	ALPK2/ 2 SERVICIO	N.T/153212	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
31	FONENDOSC OPIO	ALPK2/2 SERVICIO	N.T/153212	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
32	FONENDOSC OPIO	LORD/ 2SERVICIOS	N.T/15328	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
33	FONENDOSC OPIO	LORD/2 SERVICIO	N.T/15329	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
34	FONENDOSC OPIO	ALPK2/2 SERVICIO	N.T/15326	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
35	FONENDOSC OPIO	PEDIATRICO2 SERVICIO	N.T/ 15325	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
36	FONENDOSC OPIO	ALPK2/2SERVICIO	N.T/153218	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
37	FONENDOSC OPIO	ALPK2/1SERVICIO	N.T	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
38	FONENDOSC OPIO	ALPK2/1 SERVICIO	N.T/15325	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
39	GLUCOMETRO	NIPRO/ TRUE RESULT	**	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
40	GLUCOMETRO	NIPRO / TRUE RESULT	M06606505/N.A	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
41	GLUCOMETRO	NIPRO /TRUE RESULT	M06612268/N.A	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
42	GLUCOMETRO	NIPRO/ TRUE RESULT	M06300055/152315	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
43	GLUCOMETRO	NIPRO /TRUE RESULT	M06612868/N.T	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	10 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
44	LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER/ NACIONAL	N.T/15327	SALA DE PROCEDIMIENTOS	REGULAR	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
45	LARINGOSC OPIO	WELCH ALLYN / 60813	N.T/153225	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de ajuste de hojas, verificación de iluminación de bombillo, Revisión de baterías, cambio si es necesario.
46	LARINGOSC OPIO	ADC/ N.T	N.T/153212	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de ajuste de hojas, verificación de iluminación de bombillos, cambio si es necesario. Revisión de baterías.
47	MONITOR DE SIGNOS	BTL/ M7000	M009E008752/1532	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.

48	MONITOR DE SIGNOS	INFINIUM/OMNI II	10033084/153216	UNIDAD DE AGUDOS	REGULAR	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
49	MONITOR DE SIGNOS	CRITICARE/GENUITY	110249061/15322	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
50	MONITOR DE SIGNOS	EDAN/ M50	4808530053/ 1532	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
51	MONITOR DE SIGNOS	EDAN / M50	114808530085/1532	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
52	NEBULIZADOR	DEVILBISS/365 5D	D4002104/ 15329	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 03/05/2017 - 03/ 11/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspeccion de cable de poder y conexion eléctrica
53	MONITOR DE SIGNOS	EDAN	1590004020071/1532	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	SI / SEPT 2017	1 HORA	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
54	NEBULIZADOR	DEVILBISS / PULMO AIDE	D4002273/153229	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspeccion de cable de poder y conexion eléctrica
55	NEGATOSCOPIO	N.T/ 1 CUERPO	N.T/153210	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificacion de Encendido y apagado, Revisión de cable de poder y switch de encendido, Revisión de iluminacion. Limpieza interna y externa.
56	PESA ADULTO	N.T/ANALOGA	N.T/15323	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 03/06/2017 - 03/ 12/2017.	SI / DIC 2017	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
57	PESA ADULTO	HEALTH O METER/C 160KG	1620001591/15321	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
58	PESA ADULTO	HEALTH O METER/C 160KG	1620001590/15321	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.

59	PESA ADULTO	HEALTH O METER/C 160KG	1600013807/15324	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
60	PESA ADULTO	HEALTH O METER/C 160KG	1600013842/15321	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
61	PESA ADULTO	HEALTH O METER/ 349KLX	3500044561/15021	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
62	PESA ADULTO	HEALTH O METER /180KG	1620002070/ 15325	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
63	PESA ADULTO	HEALTH O METER /186KG	62000101589/1532	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
64	PESA ADULTO	AFIBILY/N.T	N.T/15329	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
65	PESA ADULTO	HEALTH O METER /186KG	6200010526/15322	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
66	PESA ADULTO	HEALTH O METER /160KG	1620001928/15325	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
67	PESA ADULTO	HEALTH O METER /160KG	1620001596/15325	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
68	PULSOXIMETRO	EDAN/ H100	3160336M139008 60043/ 153214	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 04/01/2017 - 04/ 07/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterías, Revision de estado de sensor, Verificación de parametros y alarmas.
69	PULSOXIMETRO		3160336M139008 60041/ 15322	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 04/01/2017 - 04/ 07/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterías, Revision de estado de sensor, Verificación de parametros y alarmas.
70	PULSOXIMETRO	EDAN/ H100	M15550267006 CARGADOR M14801204077/153230	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterías, Revision de estado de sensor, Verificación de parametros y alarmas.
71	PULSOXIMETRO	EDAN/H100	4807110033/15323	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	GARANTIA - MAY/2016	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterías, Revision de estado de sensor, Verificación de parametros y alarmas.
72	PULSOXIMETRO	EDAN / H100	M14807110032	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterías, Revision de estado de sensor, Verificación de parametros y alarmas.
73	REGULADOR DE O2	GENTEC/ 285M15LV	285M15LV/15326	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples a balas portátiles. Revision de empaques y fugas.
74	REGULADOR DE O2	IOXIGEN / 101RM-15FL	14A0361/15324	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples a balas portátiles. Revision de empaques y fugas.
75	REGULADOR DE O2	IOXIGEN/ 10615FL	T600855/15321	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples a balas portátiles. Revision de empaques y fugas.
76	REGULADOR DE O2	AIR METAN/	024472/15326	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de acoples a balas portátiles. Revision de empaques y fugas.



77	REGULADOR DE OXIGENO	AIR METAN	117478/15328	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
78	SUCCIONADOR	PULMOMED/7ED	003/15322	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
79	SUCCIONADOR	THOMAS /1630	1500009448/15322	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
80	SUCCIONADOR	THOMAS/ 1630	9800001881/15322	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
81	SUCCIONADOR	THOMAS/ 1130	69700006646/15322	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	40 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
82	TENSIOMETRO	ALPK2/MANUAL	490755/153213	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
83	TENSIOMETRO	ALPK2/MANUAL	521687/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
84	TENSIOMETRO	ALPK2/MANUAL	520230/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
85	TENSIOMETRO	ALPK2/MANUAL	944314/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/02/2017 - 02/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
86	TENSIOMETRO	ALPK2/MANUAL	945223/15325	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario

87	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN / DE PARED	304741198/15322	CONSULTA EXTERNA	BUENO	SEMESTRAL - 04/04/2017 - 04/ 10/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
88	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN/DE PIE	044072354/15321	UNIDAD DE MUJERES	REGULAR	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
89	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN/DE PIE	60419001617/1532	UNIDAD DE HOMBRES	REGULAR	SEMESTRAL - 01/04/2017 - 01/ 10/2017.	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
90	TENSIOMETRO	LORD/MANUAL	980067/15331	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
91	TENSIOMETRO	LORD/MANUAL	988110/15328	T.A.B 873	BUENO	SEMESTRAL - 02/03/2017 - 02/ 09/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
92	TENSIOMETRO	ALPK2/ PARED	N.T/15323	T.A.B 083	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
93	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN/ MANUAL	140221095942	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	GARANTIA - AGO 2016	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
94	TENSIOMETRO	ALPK2 / MANUAL	O09605	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 02/04/2017 - 02/ 10/2017.	NO	30 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Revision de estado de accesorios, Ajuste de manometro. Prueba funcional
95	TENSIOMETRO	ALPK2/ MANUAL	O14971	ALMACEN - GUARDADO	BUENO	SEMESTRAL / NUEVO	NO	20 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Revision de estado de accesorios, Ajuste de manometro. Prueba funcional
96	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	1500038/152010	UNIDAD DE MUJERES	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
97	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	N.T/152022	UNIDAD DE HOMBRES	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 01/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
98	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	N.T/152010	UAICA	BUENO	SEMESTRAL - 03/02/2017 - 03/ 08/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
99	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	1500040/ 153230	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/05/2017 - 02/ 11/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
100	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	/153227	UNIDAD DE AGUDOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
101	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	1500037/15326	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
102	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	1500041/152013	ARGA ESTANC	BUENO	SEMESTRAL - 03/06/2017 - 02/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.
103	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP/DIGITAL	N.T/15327	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BUENO	SEMESTRAL - 02/06/2017 - 02/ 12/2017.	NO	15 MIN	ING. LORENA ARANZALEZ	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad ( Max/ min). Verificacion de Baterias.

ELABORO:

JESICA LORENA ARANZALEZ

ING. MANTENIMIENTO BIOMEDICO

REVISO:

ELIZABETH CORTEZ GOMEZ

AUX. ADMIN. ALMACEN



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

***EQUIPOS DE SEGURIDAD - AÑO 2017***



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR - AÑO 2017

N°	VEHICULO	MARCA /MODELO	ACTIVO	ESTADO DEL EQUIPO	PERIODICIDAD ( TIEMPO / KM)	GARANTIA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	AMBULANCIA OTC 083	TOYOTA / 1997	15401	BUENO	6 Meses / 5000 Km	NO	CONTRATO EXTERNO	Mantenimiento Preventivo de acuerdo al tiempo y kilometraje, según las recomendaciones de fabrica y manual de Vehículo.
2	AMBULANCIA ODU 873	RENAULT / 2015	15402	BUENO	6 Meses / 10000 Km	SI	CONTRATO EXTERNO	Mantenimiento Preventivo de acuerdo al tiempo y kilometraje, según las recomendaciones de fabrica y manual de Vehículo.
3	CAMIONETA VANS	HYUNDAI / 2012	15403	BUENO	6 Meses / 5000 Km	NO	CONTRATO EXTERNO	Mantenimiento Preventivo de acuerdo al tiempo y kilometraje, según las recomendaciones de fabrica y manual de Vehículo.
4	CAMIONETA OTC 072	TOYOTA / 1997	15404	BUENO	6 Meses / 5000 Km	NO	CONTRATO EXTERNO	Mantenimiento Preventivo de acuerdo al tiempo y kilometraje, según las recomendaciones de fabrica y manual de Vehículo.



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

Nº	EQUIPO	MARCA /MODELO	* SERIE / ACTIV	SERVICIO	ESTADO DEL EQUIPO	PERIODICIDAD / FECHA (s/m/a)	GARANTIA	HORAS HOMBRE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	IMPRESORA	KONIKA MINOLTA / BH363	A1VE01102161 1 / 15206	FACTURACION	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	IMPRESORA	KYOCERA/ H2020	XVH9Y11346/ 152020	TALENTO HUMANO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	IMPRESORA	KYOCERA/ M2035	XUM9411361/1 5202	ATENCION AL USUARIO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4	IMPRESORA	KYOCERA/ M2035	E634Z49873 /15213	ARCHIVO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5	IMPRESORA	MINOLTA	BHC-3100 A6DR01100098 8	GERENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONSULTORIO MEDICO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SERVICIO AGUDOS 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SERVICIO AGUDOS 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_MUJERES 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	HOSP_MUJERES 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_HOMBRES 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_HOMBRES 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_UAICA 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_UAICA 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CAMARAS GRANJA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	GRANJA 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	GRANJA 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONSULTORIO GRANJA/PSICOLOGA FRANCENID	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	ENFERMERIA/WILLIAM MONTERO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

15	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	ENFERMERIA 2 /WILLIAM MONTERO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	PRESUPUESTO / MA. CRISTINA RODRIGUEZ	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	FACTURACION / MARGARITA BONILLA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	CAJA /JOSE MANUEL ORTIZ	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
19	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	CARTERA /KAREN S. PARRA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
20	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	CONTABILIDAD / ALEXANDRA BELLO B.	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	ADMISIONES / ERIKA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
22	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	AUXFACTURACION /RAFAEL	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
23	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	ADMISIONES PORTATIL / DIEGO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	AUDITORIA CONCURRENTE/ YESIKA ORJUELA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA /DRA SANDRA L. CRUZ CONS.1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA / DR. CASTILLO CONS.2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA/ DR. LUIS HANSSSEN AGUDELO CONS.3	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	MEDICO GENERAL/CUENCA CONS.4	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
29	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA/ALVARO NOGUERA CONS.5	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
30	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSICOLOGIA/ SANDRA SAEZ CONS.6	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
31	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	TRABAJO SOCIAL / CONS. 7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
32	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSICOLOGIA SIAU/ LORENA CONS.7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
33	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SEGUIMIENTO PACIENTES/ANABEIBA SIERRA CONS.7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
34	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	AT_USUARIO CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

35	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	SIAU/ LORENA MORENO CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
36	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	COORDINACION /DR. AYALA CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
37	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	T_OCUPACIONAL /EDNA LILIANA SOLORZANO CONS.9	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
38	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	T_OCUPACIONAL/IRMA ESPERANZA ARANGO CONS.9	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
39	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	TALENTO HUMANO /AMIRA LIEVANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
40	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	TALENTO HUMANO / AMIRA LIEVANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
41	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	LENOVO	COD_BARRAS	CONTRATACION/ NORMA CORTAZAR	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
42	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONTROL INTERNO /MAGDA Y. TRILLERAS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
43	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	CALIDAD/ MAGALY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
44	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	PSICOLOGIA / KELY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
45	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	PSICOLOGIA / ADRIANA AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
46	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	APOYO CALIDAD/ ALEJANDRA BARRETO AUDI.	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
47	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	APOYO TH / GINA PAOLA PARRA AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
48	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	SALUD OCUPACIONAL/ WENDY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
49	PORTATIL	ACER	COD_BARRAS	GERENCIA / CLAUDIA MEDINA SOLORZANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
50	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	GERENCIA- CAMARAS/CLAUDIA MEDINA SOLORZANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
51	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	SEC.GERENCIA /OLGA LUCIA CORTES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
52	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SISTEMAS /MARTHA LUCIA PEÑA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
53	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	ALMACEN/ ELIZABETH CORTES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
54	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	ARCHIVO/ MARIA E. BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

55	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)		COD_BARRAS	ARCHIVO_HCL/ MARIA E. BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
56	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	VENTANILLA UNICA /ANGELICA MA. TORRES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
57	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	MANTENIMIENTO / ROLDAN BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
58	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTERIA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
59	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	ELECTROS / MARGARITA BONILLA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
60	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SERVIDOR SIHOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
61	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SERVIDOR INTRANET	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
62	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTATIL SISTEMAS 1	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
63	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTATIL SISTEMAS 2	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
64	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	PORTATIL QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO





**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES / RED DE FRIO - AÑO 2017**

N°	EQUIPO	MARCA / MODELO	N° SERIE / ACTIVO	SERVICIO	ESTADO DEL EQUIPO	PERIODICIDAD / FECHA (S/M/A)	GARANTIA	HORAS HOMBRE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	LAVADORA INDUSTRIAL	IPSO	HD 305	LAVANDERIA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	ROLDAN BARRIOS	SE REVISAN CONEXIONES ELECTRICAS, SE LIMPIAN FILTROS, LIMPIEZA GENERAL
2	LAVADORA NORMAL	CENTRALES-LCF19385XBB	1504501475	LAVANDERIA GRANJA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE REVISAN CONEXIONES ELECTRICAS, SE LIMPIAN FILTROS, LIMPIEZA GENERAL
3	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	LARGA ESTANCIA ESTAR ENFERMERIA	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
4	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	TALLERES GRANJA	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
5	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	AGUDOS ESTAR DE ENFERMERIA	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
6	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	COCINA	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
7	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	ESTAR DE UAICA	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
8	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	ESTAR DE MUJERES	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	ROLDAN BARRIOS	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
9	PURIFICADOR DE AGUA	MANANTIAL	NO	ESTAR DE HOMBRES	BUENO	CADA 3 MESES PRIMERA SEMANA	NO	1 HORA	ROLDAN BARRIOS	SE LIMPIAN FILTROS CADA MES Y SE CAMBIAN CADA 3 MESES LOS SEDIMENTADORES
10	PLANTA TELEFONICA	PANASONIC	KX TDA 100/200	MANTENIMIENTO	BUENO	CADA MES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE REVISAN TONOS LINEAS CORRIENTE SE LIMPIAN Y SE SOPLETEA
11	CONMUTADOR	PANASONIC	KXT 7636	ARCHIVO	BUENO	CADA MES ULTIMA SEMANA	NO	1/2 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIA REVISIA FUNCIONALIDAD
12	CONSOLA	PANASONIC	KXT 7640	ARCHIVO	BUENO	CADA MES ULTIMA SEMANA	NO	1/2 HORA	CARLOS BARRETO	SE LIMPIA REVISIA FUNCIONALIDAD
13	BOMBA HIDROFLUW, TABLEROS Y MOTORES	IMH	LA 500	MANTENIMIENTO	BUENO	CADA MES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	LIMPIEZA ENGRACE DE MOTORES REVISION DE PRESIONES
14	BOMBA HIDROFLUW, TABLEROS Y MOTORES	I H M	L A 300	CUARTO DE BOMBA GRANJA	BUENO	CADA MES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	LIMPIEZA ENGRACE DE MOTORES REVISION DE PRESIONES
15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CAPACIDAD DE 103 M3		MANTENIMIENTO	REGULAR PAÑETE	CADA SEIS MESES	NO	8 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE DESOCUPA DE LIMPIA DESINFECTA CON HIPOCLORITO AL 10%
15	TRANSFORMADOR	SIMENS	130909	DENTRO DEL HOSPITAL FRENTE PLANTA ELECTRICA	BUENO	5 AÑOS	NO		EXTERNOS	CAMBIO DE ACEITE Y BOBINAS



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES / RED DE FRIO - AÑO 2017**

16	PLANTA ELECTRICA	CUMMINS 6BT5962	87028358	ESQUINA DE MANTENIMIENTO AISLADA	BUENA	MENSUAL ULTIMA SEMANA	NO	1,1/2 HORAS	CARLOS BARRETO	SE REVISAN NIVELES, SE LIMPIA SE BARRE SE LIMPIAN FILTROS DE AIRE, Y SEMANAL SE REVIS SU FUNCIONALIDAD
17	RADIO DE COMUNICACIONES	MOTOROLA	VHF 174M H Z EM 200	ATENCION AL USUARIO	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	1 HORA	CARLOS BARRETO	SE REVIS LA SEÑAL SE REVIS LA CORRIENTE Y SE LIMPIAN SUS CONECTORES Y BATERIA
18	AIRES ACONDICIONADOS	PANASONIC-CSY59PKU-CUY59PKV	3463217331-6902917432	CAJA Y ADMISIONES	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
19	AIRES ACONDICIONADOS	WHIRPOOL WAM06012BC-WAM060123C	UF 5000017-5000060	OFICINA DE CALDA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
20	AIRES ACONDICIONADOS	WHIRPOOL WAM06009BC-	UM 4000414-4000450	SALUD OCUPACION	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
21	AIRES ACONDICIONADOS	WHIRPOOL WAM06012BC	UF 5000040	DIRECCION DE ENFERMERIA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
22	AIRES ACONDICIONADOS	PANASONIC CUC 24 PKU	6882700280	AGUDOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
23	AIRES ACONDICIONADOS	ELECTROLUX	EASE24C6AHLW-EASC24C6AHLW	AGUDOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
24	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS509115BL	3817113080229-3485513080197	CONSULTORIO DE AGUDOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
25	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS 524220	3755513010082-336041310218	AUDITORIO	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
26	AIRES ACONDICIONADOS	PIONER		AUDITORIO	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
27	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAA512220BL	357515L3040017	SISTEMA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
28	AIRES ACONDICIONADOS	KALLEY KAC 110	C1011473610910100012	CONSULTORIO 1	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
29	AIRES ACONDICIONADOS	KALLEY KAC 110	C10114736010B1010074	CONSULTORIO 2	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
30	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS512115BL	3485712030473-3817213050115	FINANCIERA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES / RED DE FRIO - AÑO 2017**

31	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS524220BL	3755513020143-3360413020058	ATENCION AL USU	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
32	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS509115BL	3817113080110-3485513080146	CONS PSICOLOGIA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
33	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS518220	3290213020060-3756513020126	SUMINISTROS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
34	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS524220	3360413010153-3755513010124	TERAPIA OCUPACI	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
35	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS518220BL	3756513020126	FACTURACION	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
36	AIRES ACONDICIONADOS	HACEB AAAS518220BL	3290213020168	GERENCIA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
37	AIRES ACONDICIONADOS	KALLEY-B16130193-B23120116	D200494380215-D200494380115	LARGA ESTANCIA MEDICAMENTOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
38	AIRES ACONDICIONADOS	ELECTROLUX	EAW05E3AJW	UAICA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
39	AIRES ACONDICIONADOS	GENERAL ELECTRIC AS24CB13103	12071129G00226	FARMACIA	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
40	AIRES ACONDICIONADOS	ELECTROLUX	EASE09A3MB6PW-EASC09A3MB6PW	MUJERES MEDICAMENTOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	1 AÑO OCTUBRE DEL 2017	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
41	AIRES ACONDICIONADOS	ELECTROLUX-6170063-545014	EASE09F2MBHLW-EASC09F2MBHLW	HOMBRES MEDICAMENTOS	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	1 AÑO OCTUBRE DEL 2017	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
42	AIRES ACONDICIONADOS	LG	550092	SALA ARIEL	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
43	AIRES ACONDICIONADOS	ELECTROLUX	KA_90	SALA DE ELECTRO	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
44	AIRES ACONDICIONADOS	BLUESKY	704000066	SALA DE TEEC	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA
45	AIRES ACONDICIONADOS	PANASONIC CUY512PKU--CSY512PKU	6903033135--3463333388	TALENTO HUMAN	BUENO	CADA DOS MESES ULTIMA SEMANA	NO	ENTRE 1 Y 2 HORAS	ROLDAN BARRIOS Y CARLOS BARRETO	SE LIMPIAN FILTROS CONDENSADOR, VENTILADOR SE DESTAPA



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES / RED DE FRIO - AÑO 2017**

46	SISTEMA DE MONITOREO VISUAL			todas areas	bueno	anual	NO		contrato externo	cable reubicacion y cambio de camaras que ameriten
----	-----------------------------	--	--	-------------	-------	-------	----	--	------------------	--



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

N°	EQUIPO	MARCA /MODELO	° SERIE / ACTIV	SERVICIO	ESTADO DEL EQUIPO	PERIODICIDAD / FECHA (S/M/A)	GARANTIA	HORAS HOMBRE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	IMPRESORA	KONIKA MINOLTA / BH363	A1VE01102161 / 1 / 15206	FACTURACION	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	IMPRESORA	KYOCERA/ H2020	XVH9Y11346/ 152020	TALENTO HUMANO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	IMPRESORA	KYOCERA/ M2035	XUM9411361/1 / 5202	ATENCION AL USUARIO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4	IMPRESORA	KYOCERA/ M2035	E634Z49873 /15213	ARCHIVO	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5	IMPRESORA	MINOLTA	BHC-3100 A6DR011000988	GERENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	NO	3 HORAS	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONSULTORIO MED	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SERVICIO AGUDOS 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SERVICIO AGUDOS 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_MUJERES 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	HOSP_MUJERES 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_HOMBRES 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_HOMBRES 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_UAICA 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

9	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	HOSP_UAICA 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CAMARAS GRANJA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	GRANJA 1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	GRANJA 2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONSULTORIO GRANJA/PSICO LOGA FRANCENID	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	ENFERMERIA/ WILLIAM MONTERO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	ENFERMERIA 2 /WILLIAM MONTERO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	PRESUPUESTO / MA. CRISTINA RODRIGUEZ	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 1	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	FACTURACION / MARGARITA BONILLA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	CAJA /JOSE MANUEL ORTIZ	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
19	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	CARTERA /KAREN S. PARRA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
20	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	CONTABILIDAD / ALEXANDRA BELLO B.	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

21	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	ADMISIONES / ERIKA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
22	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	AUXFACTURACION /RAFAEL	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
23	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	ADMISIONES PORTATIL / DIEGO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	AUDITORIA CONCURRENT E/ YESIKA ORJUELA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA /DRA SANDRA L. CRUZ CONS.1	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA / DR. CASTILLO CONS.2	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA/ DR. LUIS HANSSEN AGUDELO CONS.3	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	MEDICO GENERAL/CUE NCA CONS.4	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
29	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSIQUIATRIA/ ALVARO NOGUERA CONS.5	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
30	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSICOLOGIA/ SANDRA SAEZ CONS.6	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
31	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	TRABAJO SOCIAL / CONS. 7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
32	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	PSICOLOGIA SIAU/ LORENA CONS.7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 2	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

33	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	SEGUIMIENTO PACIENTES/AN ABEIBA SIERRA CONS.7	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
34	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	AT_USUARIO CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
35	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	SIAU/ LORENA MORENO CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
36	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	COORDINACION/DR. AYALA CONS.8	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
37	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	T_OCUPACION AL/EDNA LILIANA SOLORZANO CONS.9	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
38	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	T_OCUPACION AL/IRMA ESPERANZA ARANGO CONS.9	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
39	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	TALENTO HUMANO /AMIRA LIEVANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
40	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	TALENTO HUMANO / AMIRA LIEVANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
41	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	LENOVO	COD_BARRAS	CONTRATACION/ NORMA CORTAZAR	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
42	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	CONTROL INTERNO /MAGDA Y. TRILLERAS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
43	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	CALIDAD/ MAGALY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
44	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	PSICOLOGIA / KELY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
45	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	PSICOLOGIA / ADRIANA AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
46	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	APOYO CALIDAD/ ALEJANDRA BARRETO AUDI.	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO





**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

47	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	APOYO TH / GINA PAOLA PARRA AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
48	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	SALUD OCUPACIONAL/ WENDY AUDITORIO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 3	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
49	PORTATIL	ACER	COD_BARRAS	GERENCIA / CLAUDIA MEDINA SOLORZANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
50	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	JANUS	COD_BARRAS	GERENCIA-CAMARAS/CLAUDIA MEDINA SOLORZANO	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
51	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	SEC.GERENCIA /OLGA LUCIA CORTES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
52	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SISTEMAS /MARTHA LUCIA PEÑA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
53	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	ALMACEN/ ELIZABETH CORTES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	SI	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
54	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	ACER	COD_BARRAS	ARCHIVO/ MARIA E. BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
55	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)		COD_BARRAS	ARCHIVO_HCL/ MARIA E. BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
56	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	VENTANILLA UNICA /ANGELICA MA. TORRES	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
57	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	MANTENIMIENTO / ROLDAN BARRIOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
58	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTERIA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - AÑO 2017**

59	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	DELL	COD_BARRAS	ELECTROS / MARGARITA BONILLA	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
60	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SERVIDOR SIHOS	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
61	COMPUTADOR (TORRE, MONITOR, TECLADO, MOUSE)	HP	COD_BARRAS	SERVIDOR INTRANET	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
62	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTATIL SISTEMAS 1	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
63	PORTATIL	COMPAQ	COD_BARRAS	PORTATIL SISTEMAS 2	REGULAR ESTADO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
64	PORTATIL	LENOVO	COD_BARRAS	margarita olivera	BUENO	MENSUAL/SEM ANA 4	NO	0,30 MINUTOS	ALVARO JAVIER GALEANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
65				dra garcia						